

CLEANING TABS FOR COFFEE MACHINES**ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ РОБОЧИХ ГРУП КАВОМАШИН**

Нормативно-технічний документ: ТУУ20.4-43180772-001:2020

Відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів

Код за ДКПП: 20.41.3 код за УКТЗЕД: 3402 20 90 00

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Застосовується для щоденного профілактичного догляду за різними типами кавомашин.

Відмінно видаляє кавові смоли з робочих груп. Ефективно видаляє важкорозчинні забруднення, в тому числі залишки кави, воску, танінів. Усуває неприємний запах. Очищає, не вступаючи в реакцію з матеріалами кавомашини. Дозування і використання відповідно до інструкції з експлуатації вашої кавомашини.

ВЛАСТИВОСТІ:**Зовнішній вигляд:** Таблетки вагою 2 грама білого кольору**Запах:** легкий характерний

рН (1%-ного водного розчину в дистильованій воді) = 11,0

Щільність при 20 °C: 1,05-1,15 г/см³**СКЛАД:** фосфати >30%, відбілювачі на основі кисню >30%, фосфонати <5%, неіоногенні поверхнево -активні речовини <5%.**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:****Інструкції для професійного використання!**

1. Для обслуговування кавомашини в холдер з встановленою заглушкою помістити одну таблетку і вставити його в групу. Далі слідувати інструкції виробника обслуговуваної моделі.
2. При автоматичній мийці: помістити таблетку в приймач еспресо-машини, включити програму очищення. Далі слідувати командам на дисплеї та інструкції виробника обслуговуваної моделі.
3. Для обслуговування знімних деталей приготувати мийчий розчин: розчинити 1-2 таблетки в 300-500 мл води. Для досягнення кращого результату очищення рекомендована температура розчину повинна бути 60 ≥°C.
4. Знімні деталі замочити в розчині до повного очищення від кавових масел. По завершенні очищення промити чистою водою.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

При роботі із засобом користуватися захисними рукавичками та засобами захисту очей / обличчя. При попаданні на шкіру і в очі ретельно промити великою кількістю води з милом. При необхідності звернутися до лікаря-фахівця. Зберігайте в недоступному для дітей місці.

УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ:Банка поліетиленова (HDPE) 100 таблеток/2гр/15мм. Місткість, **200гр.**

Зберігати в сухому приміщенні в щільно закритій оригінальній упаковці при температурі від -5 °C до +25 °C, уникаючи прямих сонячних променів та на відстані не менше 1 м від випромінювачів тепла, окремо від харчових продуктів.

Берегти від дітей!

Гарантійний термін зберігання 2 роки з дати виготовлення.

Дата виготовлення є номером партії та вказана на упаковці.

38 063 795 08 80
38 044 254 49 49thepost.supply@gmail.com
www.novotechservice.com01015, Україна, м. Київ,
вул. Лейпцизька, буд. 5